



SINCE 1966
MADE IN ITALY

AirPro

by **FLAEM**®

3000

Plus Version



**Aerosol professionale
per uso ospedaliero,
home care e noleggio**
*Professional aerosol
therapy unit for hospital use,
home care and renting*

**Massima efficienza terapeutica,
con l'ampolla RF7 Plus dotata di
sistema valvolare / Fast and effective with
RF7 Plus nebulizer equipped with valve system**

Micronizzazione testata TÜV
Particle size tested by TÜV

Veloce, silenzioso, per utilizzo intensivo
Fast, Silent, Heavy duty



www.flaem.it



Ampolla a 2 velocità RF7 Plus
con sistema valvolare
RF7 Dual Speed Plus nebulizer
with valve system



Nuove mascherine Soft Touch
Adulto e Pediatrica, dotate di
morbido bordo a contatto con il viso
New Soft Touch Adult and Paediatric Masks



Comodo porta-ampolla universale instal-
labile a destra o a sinistra dell'apparecchio
Convenient nebulizer holder suitable for the
most commonly used jet nebulizers. It can
easily fit to the right or left side of the device



Regolatore di pressione e manometro
Pressure regulator and pressure gauge



Borsa da trasporto (opzionale)
Carry bag (optional)

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Mod. P0712EM F3000 Plus Version



OMOLOGAZIONI APPROVALS

Compressore rotativo a pistone (esente da lubrificazione e da manutenzione) <i>Reciprocating piston compressor (designed for use without lubrication or maintenance)</i>	
Uso <i>Use</i>	Continuo <i>Continuous</i>
Alimentazione/Potenza <i>Unit Power supply/Power</i>	230 V~50 Hz/210 VA <i>Other voltages available on request</i>
Filtraggio aria <i>Air filtering</i>	Per una maggiore qualità, l'aria compressa viene aspirata dall'ambiente esterno e filtrata con un sistema ad alta efficienza (porosità 50/70 µm) <i>For better quality, the compressed air is extracted external of the housing and filtered using a high efficiency filter system (porosity 50/70 µm)</i>
Portata aria al compressore <i>Compressor air output</i>	14 l/min (approx.)
Pressione Max / <i>Max pressure</i>	3.5 ± 0.5 bar
Rumorosità (a 1 m) <i>Sound level (at 1 m)</i>	55 dB (A) (approx.)
Dimensioni <i>Dimensions</i>	26 (L) x 12 (P) x 23.5 (H) cm <i>26 (length) x 12 (width) x 23.5 (height) cm.</i>
Peso apparecchio <i>Handset Weight</i>	2.4 Kg
Garanzia <i>Warranty</i>	3 ANNI <i>Please refer to your local dealer</i>

Conforme alla Direttiva Europea 93/42/EEC
"Dispositivi Medici" e successivi aggiornamenti (solo per unità 230 V ~ 50 Hz)
In compliance with 93/42/EEC Medical Device Directive and subsequent updates (for the 230 V ~ 50 Hz unit only)



In conformità alla Norma Europea EN 10993-1
"Valutazione Biologica dei dispositivi medici"
In compliance with European standard EN 10993-1 Biological evaluation of medical devices



Conforme alla Norma EN 60601-1 e EN 60601-1-11 (solo per unità 230V ~ 50Hz)
In compliance with std. EN 60601-1 and EN 60601-1-11 (for the 230 V ~ 50 Hz unit only)



Mod.: P0712EM F3000 Plus Version

Codice
Code

AP50P00

Imballo
Master carton

n° 2 pz.
2 pieces



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES



Valore pressione manometro / <i>Gauge pressure value</i>	1.45 bar		1.05 bar		0.80 bar	
Flusso all'ugello ⁽¹⁾ l/min / <i>Flow to nozzle ⁽¹⁾ l/min</i>	8.2		7.1		6.8	
Ampolla RF7 Dual Speed Plus <i>RF7 Dual Speed Plus Nebulizer</i>	MIN con Valvola with Valve	MAX Selettore Aperto Selector Open	MIN con Valvola with Valve	MAX Selettore Aperto Selector Open	MIN con Valvola with Valve	MAX Selettore Aperto Selector Open
Erogazione ml/min' ⁽¹⁾ approx. / <i>Delivery ml/min' ⁽¹⁾ approx.</i>	0.29	0.65	0.23	0.53	0.18	0.42
MMAD µm ⁽²⁾	2.21	2.38	2.72	2.53	2.95	2.44
Frazione respirabile < 5 µm ⁽²⁾ / <i>Breathable fraction < 5 µm ⁽²⁾</i>	84.2%	81.5%	77.8%	79.6%	74.7%	80.7%
Capacità massima ⁽¹⁾ / <i>Maximum fill volume ⁽¹⁾</i>	8 ml					

⁽¹⁾ Dati rilevati secondo procedura interna Flaem I29-P07.5. I valori di Velocità d'erogazione possono variare in funzione della capacità respiratoria del paziente. / ⁽¹⁾ Data shown is in accordance with Flaem Nuova internal procedure I29-P07.5. Values shown for the aerosol delivery may vary depending on the patients respiratory capacity. / ⁽²⁾ Caratterizzazione in vitro certificata da TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Germany in conformità allo Standard Europeo per apparecchi da aerosolterapia Norma EN 13544-1. Maggiori dettagli sono disponibili su richiesta. / ⁽²⁾ In vitro testing certified by TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Germany in compliance with the European Standard EN 13544-1 for nebulizing systems. Further details available on request.

ACCESSORI IN DOTAZIONE / ACCESSORIES

Kit Ampolla RF7 Dual Speed Plus composta da ampolla, boccaglio con valvola e nasale / <i>RF7 Dual Speed Plus nebulizer kit composed of nebulizer, mouthpiece with valve and nasal prong</i>
Tubo di collegamento da 2 m / <i>2 m connection tube</i>
Mascherina adulto + Mascherina pediatrica / <i>Adult mask + Child mask</i>
Kit ricambi filtri aria (2 pezzi) / <i>Spare Air filter kit per unit (2 pcs)</i>



Fabbricante/Manufacturer:

FLAEM NUOVA S.p.A.
Via Colli Storici, 221
25015 S. Martino della Battaglia (BS) Italy
Tel. +39 030 9910168 - Fax +39 030 9910287
info@flaemnuova.it



www.flam.it

